



SZYBKA ALKOHOLOWA DEZYNFEKCJA

Incidin™ Liquid

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI PRZY POMOCY GOTOWEGO DO UŻYCIA PREPARATU ALKOHOLEWEGO

Produkt zapewnia niezawodną dezynfekcję dzięki szerokiemu spektrum działania mikrobójczego, które obejmuje prątki gruźlicy oraz Norowirusy.

Incidin™ Liquid zapewnia również:

- Krótkie czasy działania
- Formułę niezawierającą barwników i substancji zapachowych
- Doskonałą tolerancję materiałową na powierzchniach odpornych na działanie alkoholu
- Możliwość stosowania wraz z systemem suchych chusteczek Incidin™ Dry Wipes System



Incidin™ Liquid

Dezynfekcja powierzchni przy pomocy gotowego do użycia preparatu alkoholowego



Incidin™ Liquid
Butelka 650 ml

Incidin™ Liquid
Butelka 1 l

Incidin™ Liquid
Kanister 5 l

SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁANIA W KRÓTKIM CZASIE

Dzięki szerokiemu spektrum skuteczności mikrobójczej i krótkim czasom działania, Incidin™ Liquid znakomicie sprawdza się nawet w obszarze intensywnej opieki i innych obszarach podwyższonego ryzyka. Czasy działania zostały wyszczególnione w tabeli poniżej.

niezawodność stosowania

Ponieważ Incidin™ Liquid jest gotowym do użycia preparatem o potwierdzonej tolerancji materiałowej wobec powierzchni odpornych na działanie alkoholi, produkt zapewnia niezawodność stosowania we wszelkich obszarach do których został przeznaczony.

FORMUŁA BEZ BARWNIKÓW I SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH

Dzięki formule niezawierającej barwników ani substancji zapachowych, na powierzchniach nie pozostają żadne pozostałości substancji aktywnych, a stosowanie produktu jest wygodne.

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I WIRUSOLOGICZNYCH

SPEKTRUM DZIAŁANIA	CZAS DZIAŁANIA
Dezynfekcja powierzchni wg VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) z udziałem, jak i bez udziału czynnika mechanicznego (bakteriobójczy, drożdżakobójczy, prątkobójczy)	5 min
Szybka dezynfekcja powierzchni bez udziału czynnika mechanicznego wg VAH, metodyka 2015 r.	1 min
EN 13727 / EN 13624 / EN 14348 (bakteriobójczy, drożdżakobójczy, bójczy wobec prątków gruźlicy)	1 min
EN 16615 bakteriobójczy / drożdżakobójczy	1 min
EN 16615 (metodyka) bójczy wobec prątków gruźlicy	1 min
RKI-DVV 01/2004* / EN 14476 działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe (łącznie z HBV, HCV, HIV)	30 sek
DVV 2015* / EN 14476 ograniczone spektrum działania wirusobójczego	10 min
EN 14476 Adenowirus	1 min
EN 14476 Norowirus	10 min
DVV 2015* / EN 14476 (warunki czyste) Rotawirus	30 sek
EN 16777 Noro (warunki brudne)	10 min
EN 16777 Adeno (warunki brudne)	5 min
EN 16777 Vaccinia (warunki brudne)	1 min

*DVV 2015 (test zawiesinowy)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

PRODUKT	ILOŚĆ	KOD PRODUKTU
Incidin™ Liquid (butelka ze spryskiwaczem)	12 x 650 ml	3096170
Incidin™ Liquid	12 x 1 L	3096100
Incidin™ Liquid	2 x 5 L	3096190

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Szybko działający, gotowy do użycia preparat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych.

SPSÓB POSTĘPOWANIA

Roztwór gotowy do użycia, do przecierania lub spryskiwania. Spryskać powierzchnię z odległości około 30 cm (maks. 40 ml / m²), pozostawić do wyschnięcia lub preparat nanieść na suchą ściereczkę, przetrzeć dezynfekowaną powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia. Należy zwrócić uwagę na dokładne zwilżenie dezynfekowanej powierzchni. W przypadku dezynfekcji urządzeń elektrycznych sprawdzić zawsze odłączenie aparatu od prądu.

SKŁAD

100 g preparatu jako substancje aktywne zawiera: 35g 2-propanol, 25g 1-propanol.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C, w chłodnym i suchym miejscu z dala od bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych.

WYROBY MEDYCZNE UŻYWAJ BEZPIECZNIE

Należy zapoznać się z informacją umieszczoną na etykiecie produktu.



WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA
PROFESJONALNEGO.

Dystrybutor:
ECOLAB SP. Z O.O.
Ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Polska



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany



www.ecolab.com