

Estetyka
blisko natury



Essentia™
z GC

Otwórz się na
proste rozwiązania

Kieruj się intuicją

GC

Czy może być jeszcze łatwiej?

Odbudowy estetyczne wymagają często skomplikowanych procedur nakładania warstwowego. Po latach rozwoju **wspieranego doświadczeniem najlepszych klinicystów specjalizujących się w stomatologii estetycznej**, GC wprowadza **innowacyjną i wyznaczającą nowe trendy koncepcję odcieni**, która stanowi zmianę paradygmatu w stomatologii odtwórczej. Essentia oznacza **ograniczoną do istoty rzeczy - naturalną procedurę warstwowego nakładania kompozytu**. Oferujemy Państwu doskonałe estetyczne rozwiązanie: teraz do różnych procedur odbudowy będziecie potrzebowali tylko siedem odcieni.

Essentia z GC pozwoli uwolnić się od dotychczasowych standardów postępowania



Prof. Marleen Peumans (Belgia)

Tradycyjne systemy odcieni opierają się na różnych odcieniach barw (kolorów), znanych jako A, B, C i D. Jednak jak wiadomo **szkliwo i zębina mając różne charakterystyki**, razem przyczyniają się do ostatecznej percepcji odcienia zębów. Dzięki odejściu od tradycyjnych monochromatycznych odcieni i **skoncentrowaniu się na odtworzeniu właściwości szkliwa i zębiny**, w zaledwie dwóch prostych warstwach można uzyskać o wiele bardziej naturalny efekt.

I właśnie to jest możliwe z Essentia

Trzy odcienie zębiny różnią się nasyceniem barwy i nieprzeziornością, odpowiednio do zmian zachodzących w naturalnej zębinie wraz z wiekiem pacjenta. Są one **odpowiedzialne za „intensywność” odcienia** odbudowy warstwowej.

W połączeniu z odcieniami zębinowymi, **dwa odcienie szklivne zapewniają przezierność** i wprowadzają efekt witalności do odbudowywanych zębów.

Jasna zębina



Średnia zębina



Ciemna zębina



Jasne szkliwo



Ciemne szkliwo



Odcień uniwersalny



Liner maskujący



Każdy odcień Essentia to unikalne połączenie zalet użytkowych i właściwości optycznych

Odcienie zębinowe: zapewniają adaptację koloru w każdej sytuacji klinicznej

Dzięki ich mikro-hybrydowej kompozycji **światło padające na zębinę odbija się i rozprasza**, doskonale odtwarzając efekt naturalnego wyglądu.

Umiarkowana lepkość, odpowiednio przystosowana do nakładania pędzelkiem lub nakładaczem ułatwia pracę.

LD

MD

DD

Odcienie szklivne: wnoszą światło do uzupełnień

Bardziej przejrzyste odcienie szklivne nadają uzupełnieniom efekt witalności. Łatwość, polegającego na kilku krokach polerowania i **doskonale długotrwałe utrzymanie połysku** są miłym zaskoczeniem.

Nieznacznie gęstsza konsystencja pozwala uzyskać optymalną twardość powierzchniową.

LE

DE

Odcień uniwersalny: jeden kolor do wszystkich małych wypełnień i odbudów w odcinku bocznym

Ten odcień umożliwia uzyskanie **idealnego dopasowania** koloru we wszystkich sytuacjach, w których nie jest wymagana odbudowa warstwowa, takich jak małe ubytki lub ubytki w bocznym odcinku zębów.

Konsystencja jest **trochę gęstsza i umożliwia kondensowanie** w celu ułatwienia aplikacji w obszarze bocznym.

U

Liner maskujący: blokowanie przebarwień

Ponieważ w głębokich ubytkach często występują silne przebarwienia, opracowany został liner maskujący, do maskowania tych niedoskonałości **ciłą, opakerową warstwą**.

Konsystencja jest **rzadsza i bardziej płynna**, aby dotrzeć do najbardziej niedostępnych obszarów ubytku.

ML



Essentia umożliwia odtworzenie naturalnego wyglądu zęba w odcinku przednim przy użyciu **tylko dwóch** odcieni!



Przypadek kliniczny dr Javier Tapia Guadix (Hiszpania) i prof. Marleen Peumans (Belgia)

W tym trudnym przypadku w odcinku przednim, **tylko dwa odcienie** (średnia zębina - Medium Dentin i jasne szkliwo - Light Enamel) wystarczyły, by **doskonale odtworzyć naturalny wygląd** zębów sąsiednich i przywrócić promienny uśmiech u tego młodego pacjenta.



Essentia umożliwia bliską naturze odbudowę zębów bocznych bez dodatkowego wysiłku



Przypadek kliniczny dr Javier Tapia Guadix (Hiszpania)

Większość przypadków w odcinku bocznym będzie wyglądać idealnie tylko po użyciu **bardzo intensywnej** ciemnej zębiny - **Dark Dentin** w połączeniu z jasnym szkliwem - **Light Enamel**, co już nada odbudowie bardzo naturalny wygląd.



Essentia stanowi nową jakość również dla bardziej kompleksowych przypadków

Twoje **możliwości odtwórcze będą jeszcze szersze** dzięki czterem modyfikatorom przeznaczonym do **szybkiej charakteryzacji odbudów**: tworzenia efektu halo w obrębie krawędzi siecznej za pomocą modyfikatora opalescencji - Opalescent Modifier (po lewej) lub charakteryzacji bruzd w zębach bocznych przy użyciu modyfikatora czerwono-brązowego - Red Brown Modifier (po prawej).



Przypadek kliniczny dr Javier Tapia Guadix (Hiszpania)

Odkryj 6 opcji rozwiązań, które obejmą **wszystkie** przypadki kliniczne

Zęby przednie: dostosuj technikę nakładania warstw do wieku pacjenta

Do odbudowy zębów **wybielanych** lub **zębów młodych pacjentów (juniorów)**, szkliwo powinno być białe i opakerowe, a często również zębina ma tendencję do koloru białego. W tym przypadku została połączona Light Dentin (jasna zębina) i Light Enamel (jasne szkliwo).

LD LE



W przypadku **młodych** pacjentów pożądane jest połączenie opakerowego i białego szkliwa z bardziej chromatyczną zębina. Tutaj nałożono warstwę Medium Dentin (średniej zębiny) w połączeniu z Light Enamel (jasnym szkliwem).

MD LE



W zębach u **dorosłych**, szkliwo staje się bardziej przeziernie i lekko zabarwione, natomiast zębina pozostaje w średnim stopniu nasycenia barwy. Optymalne połączenie, Medium Dentin (średnia zębina) pokryta Dark Enamel (ciemnym szkliwem).

MD DE



W zębach osób **starszych (seniorów)** przezierność i nasycenie koloru jest potrzebne w obszarze szkliwa, a zębina staje się znacznie ciemniejsza i bardziej przezierna. Idealnym połączeniem jest nałożenie warstwy Dark Enamel (ciemnego szkliwa) na Dark Dentin (ciemną zębina).

DD DE



Zęby boczne: naturalna dwuodcieniowa odbudowa warstwowa - Duo lub jednoodcieniowa uproszczona odbudowa - Mono

Ząb boczny / Mono

W wielu przypadkach, zastosowanie już jednego odcienia w bocznym odcinku zębów daje bardzo dobry rezultat estetyczny, gdy używany jest odcień uniwersalny.

U



Ząb boczny / Duo

Zębina w zębach bocznych zazwyczaj wydaje się ciemniejsza, natomiast szkliwo utrzymuje bardziej biały odcień. Dark Dentin (ciemna zębina) pokrywana jest warstwą Light Enamel (jasnego szkliwa).

DD LE



Essentia - materiał do estetycznej dwuodcieniowej odbudowy warstwowej ze zredukowaną paletą odcieni



Uzupełnienia - strzykawki

- strzykawka 2 ml z otwieraną zatyczką: LD; MD; DD; LE; DE; U; OM
- strzykawka 2 ml z 20 końcówkami dozującymi: ML
- strzykawka 2,4 ml: RBM; BM; WM

Uzupełnienia - ampułki Unitip

- 15 ampułek Unitip (0,16 ml): LD; MD; DD; LE; DE; U

Zestaw Starter - strzykawki

- 7 strzykawek, po jednej w odcieniu: LD; MD; DD; LE; DE; U; ML
- 20 końcówek dozujących
- akcesoria

Zestaw Starter - ampułki Unitip

- 30 ampułek Unitip (po 5 w każdym z 6 odcieni: LD; MD; DD; LE; DE; U)
- 1 strzykawka ML; 20 końcówek dozujących
- akcesoria

Zestaw modyfikatorów

- 4 strzykawki: RBM, BM, WM, OM



Odcienie Essentia:



Light Dentin (LD)
- zębinowy jasny



Medium Dentin (MD)
- zębinowy o średnim nasyceniu



Dark Dentin (DD)
- zębinowy ciemny



Light Enamel (LE)
- szklisty jasny



Dark Enamel (DE)
- szklisty ciemny



Universal (U)
- uniwersalny



Masking Liner (ML)
- liner maskujący

Modyfikatory Essentia:



Red-Brown Modifier (RBM)
- modyfikator czerwono-brązowy



Black Modifier (BM)
- modyfikator czarny



White Modifier (WM)
- modyfikator biały



Opalescent Modifier (OM)
- modyfikator opalizujący



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE Spółka Akcyjna
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
poland@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

