

3M Science.
Applied to Life.™

To



jest



proste.



Cementy
3M™ RelyX™

Niezawodne
Wszechstronne
Łatwe w użyciu

RelyX™ Ultimate - adhezyjny cement kompozytowy



Adhezyjne
cementy kompozytowe

Niezwykła siła.



Idealny do:
Uzupełnienia CAD/CAM oraz prac ceramicznych

Porównaj prostotę adhezyjnego systemu 3M z innymi wiodącymi cementami stomatologicznymi:

Tylko dwa składniki

Wiodąca na rynku wytrzymałość z mniejszą liczbą etapów pracy

Kiedy potrzebujesz wyjątkowo silnego połączenia bez konieczności stosowania skomplikowanych systemów cementowania wybierz adhezyjny cement kompozytowy RelyX™ Ultimate. W połączeniu z jednobutelkowym, uniwersalnym systemem łączącym Single Bond™ Universal uzyskasz wszechstronne i niezawodne cementowanie, szybkie i łatwe w obsłudze.

- Sprawdzona w stomatologii siła wiązania
- Szybka i łatwa procedura i tylko dwa składniki
- Technika całkowitego, selektywnego trawienia jak i samowytrawiania
- Pierwszorzędna estetyka z naturalną fluorescencją

RelyX™ Ultimate + Single Bond™ Universal = 2

Multilink® Automix + Adhesive Primer X, Adhesive Primer, Resin Primer = 4

Panavia™ F 2.0 + Cement Paste A, Cement Paste B, Adhesive Primer A, Adhesive Primer B, All-in Primer, Ceramic Primer = 6

Variolink® II z Syntac + Cement Base, Cement Catalyst, Adhesive Primer, Primer, Bond, Resin Primer = 6

NX3 z OptiBond® Solo Plus™ /All-In-One + Adhesive Primer, Primer or Adhesive Primer, Primer = 3

RelyX™ Ultimate - adhezyjny cement kompozytowy

Wskazania do zastosowania (++ wysoka rekomendacja / + rekomendacja)

Wskazania	Metal/ Podbudowy metalowe	Ceramika szklana (w tym dwukrzemian litu) (np. e.max®, VITA Mark II, IPS Empress 2)	Ceramika tlenkowa (np. Lava™ Plus, Brux Zir®, Procera®)	Nanoceramika (np. Lava™ Ultimate uzupełnienia CAD/CAM)	Materiały kompozytowe
Wkłady/Nakłady	+	++	++	++	++
Korony/Mosty	+	++	+	+	++
Wkłady koronowo-korzeniowe	+		+		+
Licówki		+			+
Mosty typu Maryland	++		+	+	
Łączniki implantologiczne	+	+	+		++

Informacje o zamówieniu

RelyX™ Ultimate Clicker™ Zestaw próbny			
Numer kat.	Produkt	Zawartość	
56924	RelyX™ Ultimate Clicker™ Zestaw próbny (A1)	(1) (1) (25) (50) (1) (1)	1.5 ml butelka Single Bond™ Universal - system łączący 3 ml strzykawka wytrawiacza końcówki aplikacyjne do wytrawiacza microbrush RelyX™ Ultimate Clicker™ (A1) 4.5 g podkładka do mieszania

RelyX™ Ultimate - uzupełnienia		
Numer kat.	Odcienie	Zawartość
56921	A1	Wszystkie uzupełnienia zawierają RelyX™ Ultimate Clicker™ 4.5 g
56922	A30 Opaker	
56923	B0.5 Bardzo jasny	
56920	Transparentny	

Single Bond™ Universal			
Numer kat.	Produkt	Rozmiar	
41266	Single Bond™ Universal - uzupełnienie	(1)	5 ml butelka
41263	Scotchbond™ Universal Etchant - wytrawiacz	(2)	3 ml strzykawki

RelyX™ Ultimate Automix			
Numer kat.	Produkt	Odcienie	Zawartość
56890	RelyX™ Ultimate Automix (strzykawka 8.5 g)	Transparentny	(10) końcówki mieszające (regularne) (5) końcówki mieszające (szerokie) (5) końcówki mieszające wewnątrzustne
56887	RelyX™ Ultimate Automix (strzykawka 8.5 g)	A1 (uniwersalny)	(10) końcówki mieszające (regularne) (5) końcówki mieszające (szerokie) (5) końcówki mieszające wewnątrzustne
56888	RelyX™ Ultimate Automix (strzykawka 8.5 g)	A3 (nieprzezierny)	(10) końcówki mieszające (regularne) (5) końcówki mieszające (szerokie) (5) końcówki mieszające wewnątrzustne
56889	RelyX™ Ultimate Automix (strzykawka 8.5 g)	B0.5 (uniwersalny)	(10) końcówki mieszające (regularne) (5) końcówki mieszające (szerokie) (5) końcówki mieszające wewnątrzustne
56883			(30) końcówki mieszające (regularne)
56885			(10) końcówki mieszające (szerokie) (10) końcówki mieszające endodontyczne
56886			(10) końcówki mieszające (szerokie) (10) końcówki mieszające wewnątrzustne



RelyX™ U200 - samoadhezyjny cement kompozytowy

Zawsze niezawodny.



Cementy samoadhezyjne



Cement z wieloletnim doświadczeniem klinicznym



Najbardziej udokumentowany klinicznie samoadhezyjny cement kompozytowy.

Dla prostoty, wygody i niezawodności, cement kompozytowy RelyX™ U200 ze względu na szeroki zakres wskazań jest Twoim produktem z wyboru. Dzięki podwójnemu mechanizmowi wiązania, samoadhezyjności, U200 zapewnia wysoką siłę wiązania, odporność na przebarwienia, długotrwałą stabilność oraz:

- Oszczędność czasu poprzez wyeliminowanie dodatkowego etapu trawienia oraz aplikacji primera i bondu
- Znikomą nadwrażliwość pozabiegową
- Wytrzymałość
- Odporność na wilgoć
- Końcówki endodontyczne sprawiają, że cementowanie wkładów k/k jest proste i bardziej niezawodne


RelyX™ U200 cement kompozytowy jest dostępny w strzykawce AUTOMIX oraz w dozowniku Clicker™.

Idealny do:

Ostatecznego cementowania uzupełnień ceramicznych, wkładów koronowo-korzeniowych oraz mostów.

Imponująca siła wiązania

Cement RelyX™ U200 oferuje imponującą wytrzymałość na działanie sił ścinających do zębiny i szkliwa, zapewniając długotrwałe i bezpieczne uzupełnienia.



Wytrzymałość na ścinanie po 24 godz., materiały polimeryzowane światłem, testy wykonane na próbkach zębów wołowych.

RelyX™ U200 - samoadhezyjny cement kompozytowy

Wskazania do zastosowania (++ wysoka rekomendacja / + rekomendacja)

Wskazania	Metal/ Podbudowy metalowe	Ceramika szklana (w tym dwukrzemian litu) (np. e.max®, VITA Mark II, IPS Empress2)	Ceramika tlenkowa (np. Lava™ Plus, Brux Zir®, Proera®)	Nanoceramika (np. Lava™ Ultimate uzupełnienia CAD/ CAM)	Materiały kompozytowe
Wkłady/ Nakłady	++	+	++	++	
Korony/Mosty	++	++	++	+	++
Wkłady koronowo-korzeniowe	++		++		++
Mosty typu Maryland	+		++	+	
Łączniki implantologiczne	++	+	+	++	++

Informacje o zamówieniu

RelyX™ U200 Clicker™		
Numer kat.	Produkt	Zawartość
56877	Odcień transparentny	(1) dozownik Clicker™ 11 g, (1) podkładki do mieszania
56878	Odcień A2 uniwersalny	
56879	Odcień A3 opakerowy	

RelyX™ U200 Automix – Strzykawka		
Numer kat.	Produkt	Zawartość
56897	Odcień transparentny	(1) strzykawka Automix 8.5 g
56895	Odcień A2 uniwersalny	(10) końcówki mieszające (regularne)
56896	Odcień A3 opakerowy	(5) końcówki mieszające (szerokie), końcówki endo

RelyX™ U200 Automix – Końcówki mieszające		
Numer kat.	Produkt	Zawartość
56913		(30) końcówki mieszające (regularne)
56914		(15) końcówki mieszające endodontyczne
56917		(15) końcówki mieszające wewnątrzustne

Opracowany, aby zaspokoić potrzeby Twojej praktyki i Twoich pacjentów!



**RelyX™ U200 Clicker™
Dozownik – Odcień A2**



**RelyX™ U200 Automix
Strzykawka – Odcień A2**

Ketac™ Cem Plus
- cement glasjonomerowy modyfikowany żywicą



cementy: RMGI

Łatwość każdego dnia.




Rekomendowany do:
Metalowych i porcelanowych koron
(PFM), koron pedodontycznych,
pierścieni ortodontycznych,
implantów

Łatwy w użyciu

Wygodny i łatwy w użyciu 3M™ Ketac™ Cem Plus glasjonomerowy cement modyfikowany żywicą oferuje wyższą siłę wiązania niż konwencjonalne cementy glasjonomerowe. Taka formuła nadaje się do szerokiego zastosowania w codziennych pracach, takich jak PFM, metalowe korony pedodontyczne oraz uzupełnienia z tlenku cyrkonu.

- 5-sekundowe naświetlenie umożliwia wstępną polimeryzację i usuwanie nadmiarów
- Trwałe uwalnianie fluoru, doskonała alternatywa dla pacjentów ze skłonnością do próchnicy
- Dobry wybór dla uzupełnień pedodontycznych
- Minimalizacja występowania nadwrażliwości pozabiegowej.



Ketac™ Cem Plus jest cementem glasjonomerowym modyfikowanym żywicą z opcją wstępnej polimeryzacji świetlnej dla szybszego usuwania nadmiarów i oczyszczania z pozostałości materiału.

Ketac™ Cem Plus

- cement glasionomerowy modyfikowany żywicą

Wskazania do zastosowania (++ wysoka rekomendacja / + rekomendacja)

Wskazania	Metal/ Podbudowy metalowe	Ceramika szklana (w tym dwukrzemian litu) (np. e.max®, VITA Mark II, IPS Empress2)	Ceramika tlenkowa (np. Lava™ Plus, Brux Zir®, Proera®)	Nanoceramika (np. Lava™ Ultimate uzupełnienia CAD/ CAM)	Materiały kompozytowe
Wkłady/Nakłady	+		+		
Korony/Mosty	++		+		
Wkłady koronowo-korzeniowe	++		+		
Mosty typu Maryland					
Łączniki implantologiczne	++		++		

Informacje o zamówieniu

Ketac™ Cem Plus Clicker™			
Numer kat.	Produkt	Zawartość	
56931	Ketac™ Cem Plus Clicker™ Zestaw próbny	(1) (1)	11 g Clicker™ podkładki do mieszania
56930	Ketac™ Cem Plus Clicker™ uzupełnienie	(2) (1)	11 g Clicker™ podkładki do mieszania

Więcej wygody
– bez poświęcania wytrzymałości.



3M Science.
Applied to Life.™



To jest proste.

Cementy
3M™ RelyX™

3M

3M Poland Sp. z o.o.
3M Oral Care
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn

tel. 22 739 60 00
www.3mespe.pl

3M, 3M Science. Applied to Life., Clicker, Ketac, Lava, RelyX oraz Single Bond są znakami handlowymi 3M lub 3M Deutschland GmbH. Wszystkie pozostałe znaki handlowe są własnościami swoich właścicieli.

© 3M 2016 r. Wszystkie prawa zastrzeżone.