



GLUMA® Bond Universal

Pełen zakres adhezji w jednej butelce – to GLUMA® Bond Universal.

Jedna butelka ...

- **do wszystkich technik** - trawienie całkowite, trawienie selektywne, samowytrawianie.
- **do wszystkich materiałów stomatologicznych** bez potrzeby stosowania aktywatora dualnego.
- **do szerokiego zakresu wskazań** do prac bezpośrednich i pośrednich oraz do napraw wewnątrzustnych.
- **do efektywnej i ekonomicznej pracy dzięki łatwości stosowania**, wyjątkowemu systemowi kontroli wilgotności oraz ekskluzywnej metodzie kontroli dozowania kropli.

Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

GLUMA® Bond Universal łączy skutecznie uzupełnienia wykonane z ceramiki tlenkowej, metali szlachetnych i metali nieszlachetnych oraz kompozytów.

Jedna butelkado wszystkich technik łączenia:

GLUMA Bond Universal to jedna butelka do dowolnej techniki adhezyjnej - trawienia całkowitego, trawienia selektywnego, samowytrawiania. Masz dowolność w wyborze techniki łączenia i zawsze uzyskasz siłę wiązania, na której możesz polegać. Badania wykazały, że GLUMA Bond Universal jest mniej podatna na błędy operatora, co potwierdza łatwość jej stosowania w każdej technice pracy.

... do wszystkich materiałów dentystycznych:

MDP (10-Methacryloyloxydecylphosphate) zawarty w GLUMA Bond Universal zapewnia doskonałą siłę wiązania uzupełnieniom wykonanym z ceramiki tlenkowej, metali szlachetnych i metali nieszlachetnych oraz kompozytów, co potwierdziły wyniki badań laboratoryjnych. Przy powierzchniach ceramicznych konieczne jest użycie primeru w postaci GLUMA Ceramic Primer przed aplikacją GLUMA Bond Universal.

... do wygodnej i ekonomicznej aplikacji:

Dzięki kontroli dozowania kropli – będącej ekskluzywną cechą Heraeus Kulzer – można nanosić dokładnie tyle środka łączącego, ile potrzebujemy. Specjalny, karbowany kształt szyjki pozwala na osiągnięcie do 220 pojedynczych aplikacji.

... do efektywnego łączenia i siły adhezji, na której można polegać:


Wyjątkowy system kontroli wilgoci GLUMA Bond Universal zapewnia skuteczniejsze usuwanie wody, co jest warunkiem niezbędnym dla uzyskania jednorodnego połączenia. Błyszcząca powierzchnia jest potwierdzeniem właściwej aplikacji GLUMA Bond Universal. Efekt końcowy to stabilna i długotrwała adhezja – istotny warunek dobrej trwałości odbudowy.

Wszystkie wykresy i tytuły zostały opracowane przez Kulzer.

GLUMA Bond Universal jest odpowiednikiem chemicznym oryginalnego środka łączącego poddanego ocenie. GLUMA jest znakiem towarowym Kulzer. Optibond FL® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Kerr Corporation, Orange, CA., USA. Scotchbond Universal® jest zarejestrowanym znakiem towarowym 3M Company, St. Paul, Minn., USA.


© 2017 Kulzer GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W każdym trybie pracy Gluma Bond Universal zapewnia siłę wiązania na najwyższym poziomie, co dowodzi jej efektywności dla różnych technik aplikacji.



Źródło: dane wewnętrzne, Uniwersytet w Moguncji & Heraeus Kulzer, Niemcy, 2014

GLUMA Bond Universal łączy skutecznie uzupełnienia wykonane z ceramiki tlenkowej, metali szlachetnych i metali nieszlachetnych oraz kompozytów.



Źródło: dane wewnętrzne, Heraeus Kulzer, Niemcy, 2014

