



Neo Spectra™ ST Effects

Uzupełniający system do Neo Spectra ST dla odbudowy estetycznej.



Neo Spectra™ ST


Uniwersalne odbudowy we wszystkich klasach ubytków.



NOWOŚĆ!

Neo Spectra™ ST

Prosta procedura – spektakularne efekty.



Neo Spectra™ ST flow

Płynny materiał kompozytowy do wszechstronnego zastosowania.

Dziesięciolecia innowacyjnych osiągnięć w materiałach kompozytowych pozwoliły nam zrozumieć co ma największe znaczenie dla stomatologów.



Aplikacja




Estetyka



Trwałość


Technologia
wypełniaczy
SphereTEC®

Materiały kompozytowe Neo Spectra™ ST zapewniają doskonałe wyniki dzięki technologii wypełniaczy SphereTEC®




Znakomite właściwości aplikacyjne

Kształt i proporcje rozmiarów wypełniaczy SphereTEC® umożliwiają powstanie efektu łożyska kulkowego, który zapewnia doskonałą adaptację materiału w ubytku i jego wysoką plastyczność przestrzenną. Wypełniacze wiążą też więcej wolnej żywicy niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych wypełniaczy, co ogranicza lepkość materiału.



Prosta droga do wysokiej estetyki

Osiągnięcie naturalnego efektu estetycznego powinno być łatwe do uzyskania. Wypełniacze SphereTEC® stworzono w unikalny sposób, który pozwala im równoważyć opakerowość, przezierność, pochłanianie i rozpraszanie światła, zapewniając doskonały efekt kameleona. Mikrobudowa cząsteczek umożliwia szybkie osiągnięcie wysokiego połysku podczas polerowania.



Niezawodna trwałość

Wysokie zagęszczenie wypełniaczy oraz mikromechaniczne wiązanie przez nie żywicy odpowiadają za wyższą wytrzymałość i trwałość materiału. Wypełnione żywicą, wstępnie polimeryzowane wypełniacze zapewniają materiałowi wyjątkową odporność na odbarwienia.

Neo Spectra™ ST – nowe rozwiązanie w odbudowa

Neo Spectra™ ST

Uniwersalne odbudowy we wszystkich klasach ubytków



- znakomite właściwości adaptacyjne
- 2 rodzaje konsystencji (do wyboru gęsta – HV lub miękka LV)
- optymalny system doboru koloru (5 odcieni pokrywających skalę VITA)



Neo Spectra™

Uzupełniający system o



- dodatkowe przezroczności do (szkliwo, zębina)
- łatwo osiągalna estetyka
- szybkie i proste polerowanie



ra™ ST Effects

dla odbudowy estetycznej



pracy warstwowej



Neo Spectra™ ST flow

Płynny materiał kompozytowy do wszechstronnego zastosowania



Szeroki zakres wskazań klinicznych:

- wyścielanie ubytków – jako pierwsza warstwa w ubytkach klasy I i II
- wypełnienia klasy V
- poszerzone lakowanie bruzd
- minimalnie inwazyjne wypełnienia klasy I i II w obszarze nie obciążonym siłami żucia
- minimalnie inwazyjne wypełnienia klasy III
- niewielkie naprawy odbudowy bezpośredniej lub pośredniej w połączeniu z właściwym środkiem wiążącym



Znakomite właściwości aplikacyjne

Dwa uniwersalne warianty konsystencji kompozytu

Dzięki technologii wypełniaczy SphereTEC® materiał kompozytowy Neo Spectra™ ST zapewnia optymalną aplikację w kremowej, łatwej do rozprowadzenia konsystencji o niskiej lepkości (LV) lub zbitej, łatwej do upakowania konsystencji o wysokiej lepkości (HV) zależnie od Twoich preferencji i techniki pracy.


Neo Spectra:

- Nie lepi się do instrumentów
- Łatwo adaptuje się do powierzchni ubytku
- Łatwo pozwala się modelować
- Jest odporny na spływanie



74%

stomatologów narzeka na właściwości aplikacyjne materiałów kompozytowych takie jak adaptacja materiałów w ubytku i lepkość.²



Wszechstronne zastosowanie płynnego kompozytu Neo Spectra™ ST flow

W przypadkach tradycyjnych wskazań do wykorzystania płynnego kompozytu materiał Neo Spectra™ ST flow zapewnia efektywne osiągnięcie doskonałych rezultatów.

- Kontrolowana i precyzyjna aplikacja
- Szeroka gama kolorystyczna
- Wysoka trwałość dzięki technologii wypełniaczy SphereTEC®



2. Dentsply Sirona Restorative, Europe composite user survey 2015, n=297.

3. Dentsply Sirona Flowable Composite user study August 2018.

Prostsza droga do estetycznej odbudowy


Uniwersalne odcienie do większości przypadków

Pre-polimeryzowane cząsteczki wypełniaczy SphereTEC® w połączeniu z żywicą kompozytową dają doskonały efekt kameleona.

- 5 uniwersalnych odcieni odpowiada wszystkim kolorom kolornika VITA®¹
- Niezawodne, precyzyjne dopasowanie koloru do barwy zębów sąsiadujących
- Dostępny odcień BW do odbudowy zębów wybielanych

88%

stomatologów posiada materiał w ponad pięciu kolorach klasycznego kolornika⁴ VITA®¹



VITA® nie jest zarejestrowanym znakiem handlowym Dentsply Sirona.

Uzupełniające odcienie zębiny i szkliva do odbudowy estetycznej

W zębach przednich, które wymagają wyższego poziomu estetyki, odcienie Neo Spectra™ ST Effects i uniwersalne odcienie Neo Spectra™ ST tworzą razem system do pracy uproszczoną techniką warstwową.

- Opakerowe odcienie zębinowe
- Dodatkowy odcień szkliva do brzegów siecznych
- Prosta technika pracy pozwalająca osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty estetyczne

Ponad **1/3**

klinicystów uznaje dobór koloru za największe wyzwanie (szczególnie w ubytkach klasy IV).⁵



VITA® nie jest zarejestrowanym znakiem handlowym Dentsply Sirona.



4. Aegis communications 2016 direct restorative survey (n=107).
5. 2018 The Key Group, Inc.

Informacje produktowe

Neo Spectra™ ST

WYSOKA LEPKOŚĆ (HV)

Zestaw wprowadzający (HV) **607.01.980**
5 strzykawk HV. (3 g każda)
(A1; A2; A3; A3.5; A4)
1 butelka systemu wiążącego
Prime&Bond Universal™ (2,5 mL)
Akcesoria

Zestaw strzykawk Eko (HV) **607.01.990**
6 strzykawk HV. (3 g każda)
(3 x A2; 3 x A3)
1 butelka systemu wiążącego
Prime&Bond Universal™ (2,5 mL)
Akcesoria

Uzupełnienia (HV)

Odcienie
A1 (= VITA® odcienie A1; B1; C1)
A2 (= VITA® odcienie A2; B2; D2)
A3 (= VITA® odcienie A3; C2; D3; D4)
A3.5 (= VITA® odcienie A3.5; B3; B4; C3)
A4 (= VITA® odcienie A4; C4)

Strzykawki

(1 x 3 g)
607.01.981
607.01.982
607.01.983
607.01.985
607.01.984



Neo Spectra™ ST Effects

Zestaw wprowadzający (HV) **607.01.950**
3 strzykawki HV. (3 g każda)
(1 x D1; 1 x D3; 1 x E1)

Uzupełnienia (HV)

Odcienie
D1 (użyj z A1; A2)
D3 (użyj z A3; A3.5; A4)
E1 (użyj z A1; A2; A3; A3.5; A4)

Strzykawki

(1 x 3 g)
607.01.952
607.01.953
607.01.951



NISKA LEPKOŚĆ (LV)

Zestaw wprowadzający (LV) **607.01.880**
5 strzykawk LV. (3 g każda)
(A1; A2; A3; A3.5; A4)
1 butelka systemu wiążącego
Prime&Bond Universal™ (2,5 mL)
Akcesoria

Zestaw strzykawk Eco (LV) **607.01.890**
6 strzykawk LV. (3 g każda)
(3 x A2; 3 x A3)
1 butelka systemu wiążącego
Prime&Bond Universal™ (2,5 mL)
Akcesoria

Uzupełnienia (LV)

Odcienie
A1 (= VITA® odcienie A1; B1; C1)
A2 (= VITA® odcienie A2; B2; D2)
A3 (= VITA® odcienie A3; C2; D3; D4)
A3.5 (= VITA® odcienie A3.5; B3; B4; C3)
A4 (= VITA® odcienie A4; C4)

Strzykawki

(1 x 3 g)
607.01.881
607.01.882
607.01.883
607.01.885
607.01.884



Zestaw wprowadzający **607.01.920**
5 strzykawk (1,8 g każda)
(A1; A2; A3; A3.5; A4)
1 butelka systemu wiążącego
Prime&Bond Universal™ (2,5 mL)
Akcesoria

Uzupełnienia

Odcienie
A1 (= VITA® odcienie A1; B1; C1)
A2 (= VITA® odcienie A2; B2; D2)
A3 (= VITA® odcienie A3; C2; D3; D4)
A3.5 (= VITA® odcienie A3.5; B3; B4; C3)
A4 (= VITA® odcienie A4; C4)
BW (Biały wybielający)
D1 (Opakerowa zębina)
D3 (Opakerowa zębina)
E1 (Przeziernie szklivo)

Strzykawki

(2 x 1,8 g + 25 Syringe Tips)
607.01.921
607.01.922
607.01.923
607.01.925
607.01.924
607.01.926
607.01.928
607.01.929
607.01.927



Wszystkie wersje materiału Neo Spectra dostępne są również w kompiulach.

Więcej informacji o portfolio Neo Spectra™ ST znajdziesz na stronie www.dentsplysirona.com/NeoSpectraST-composites