

Evetric[®]

Uniwersalny, nanohybrydowy materiał złożony State-of-the-art



Odkryj sekret
niewidocznych
wypełnień.





ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation



Evetric

uniwersalny, nanohybrydowy
kompozyt State-of-the-art

- Nowoczesny, nanohybrydowy materiał złożony
- Różne stopnie przezierności szkliva i zębiny dla uzyskania naturalnego wyglądu zębów w odcinku przednim i bocznym
- Dostępny w 10 odcieniach



Widoczny na zdjęciach rtg

- Zastosowanie cząsteczek funkcjonalnego wypełniacza skutkuje doskonałym kontrastem na zdjęciach rtg 400%Al


Korzyści dla Lekarza

Materiał złożony kontrastuje w sposób, który pozwala na jednoznaczną diagnozę

Korzyści dla Pacjentów

Trafna lekarska diagnoza pozwala uniknąć niepotrzebnego rozwiercania ubytku

Kontrast na zdjęciach rtg [Al %]



* Te marki nie są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Ivoclar Vivadent AG
Pomiary wg. normy ISO 4049, R&D Ivoclar Vivadent AG, Kwiecień 2014

Zaawansowana technologia - lepsze rozwiązania

- Zintegrowane nano-modyfikatory decydują o doskonałych właściwościach modelowania wypełnienia i obniżonej lepkości materiału do narzędzi
- Długi czas pracy ze względu na obniżoną wrażliwość na światło


Korzyści dla Lekarza

Modelowanie wypełnienia bez presji czasu

Korzyści dla Pacjenta

Doskonałe estetyczne rezultaty, naturalny wygląd



Wrażliwość na światło [s]



* Te marki nie są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Ivoclar Vivadent AG
Pomiary wg. normy ISO 4049, R&D Ivoclar Vivadent AG, Kwiecień 2014



Formy dostawy

Opis	Ilość	Odcień	Art. Nr
 Evetric Assortment Shade Guide	8 x 3.5 g	A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin	640102AN
 Evetric System Kit Evetric Bond 1x 6 g	4 x 3.5 g	A2, A3	668409AN
Evetric Refill	1 x 3.5 g	A1	639668AN
Evetric Refill	1 x 3.5 g	A2	639304AN
Evetric Refill	1 x 3.5 g	A3	639305AN
Evetric Refill	1 x 3.5 g	A3.5	639306AN
Evetric Refill	1 x 3.5 g	A3.5 Dentin	639327AN
Evetric Refill	1 x 3.5 g	B2	639669AN
Evetric Refill	1 x 3.5 g	B2 Dentin	639673AN
Evetric Refill	1 x 3.5 g	B3	639670AN
Evetric Refill	1 x 3.5 g	C2	639671AN
Evetric Refill	1 x 3.5 g	T	639672AN
Evetric Shade Guide			640013

Niewidoczne, estetyczne wypełnienia- doskonałe rezultaty kliniczne

- Zintegrowane nanopigmenty dla wyjątkowego „efektu kameleona”
- Równomierne rozprowadzenie pigmentów dla jednolitego, intensywnego koloru

Korzyści dla Lekarza

Konfiguracja odcieni zbliżona do naturalnych tkanek

Korzyści dla Pacjenta

Wypełnienia, które wyglądają jak naturalne zęby i są praktycznie niewidoczne



Prof. Dr Vlatko Pandurić, Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja

“Evetric -perfekcyjnie
adoptuje się do
otaczających go tkanek”





Uzupełnienia bezpośrednie

Evetric® należy do kategorii produktów „Uzupełnienia bezpośrednie”. Produkty z tej kategorii obejmują procedury związane z wykonaniem uzupełnień metodą bezpośrednią, od przygotowania do opieki pozabiegowej. Wszystkie materiały z tej grupy są do siebie optymalnie dopasowane i umożliwiają kompleksowe przeprowadzenie procedury wypełniania ubytku.



INNE PRODUKTY Z TEJ KATEGORII:

Bluephase® Style

Lampa polimeryzacyjna



Technologia LED do każdego zastosowania

- do każdej dłoni – rękojeść wygodna dla dłoni kobiety i mężczyzny
- do każdego materiału – uniwersalna lampa ze względu na zastosowaną technologię Polywave LED z szerokopasmowym widmem światła
- za każdym razem – opcjonalnie lampa przewodowa lub bezprzewodowa dzięki systemowi Click & Cure

Evetric® Bond

Nowoczesny, samowytrawiający system łączący



Odkryj tajemnicę efektywnego łączenia

- Szybko i efektywnie – ze względu na różne techniki łączenia
- Optymalne właściwości stosowania – dzięki homogennej warstwie materiału
- Trwałe i niezawodne uzupełnienia kompozytowe wszystkich klas

Więcej informacji na temat produktów z kategorii „Uzupełnienia bezpośrednie” uzyskasz od Przedstawiciela firmy Ivoclar Vivadent lub znajdziesz na stronie internetowej www.ivoclarvivadent.pl.

Ivoclar Vivadent AG
 Bendererstr. 2
 9494 Schaan
 Liechtenstein
 Tel. +423 235 35 35
 Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Polska Sp. z o.o.
 Al. Jana Pawła II 78
 00-175 Warszawa
 Poland
 Tel. +48 22 635 54 96
 Fax +48 22 635 54 69
www.ivoclarvivadent.pl

pl/2015-12-17

ivoclar
vivadent
 passion vision innovation