



LuxaCore Z Dual

Bardziej naturalnie

Core build-up, uzupełnienia z odbudową i cementowanie wkładów korzeniowych z użyciem tylko jednego materiału, który jest bezpieczny i łatwy w użyciu?

LuxaCore Z Dual umożliwia to od wielu lat. Ten najwyższej jakości materiał o doskonałych właściwościach mechanicznych przekonał stomatologów na całym świecie, dlatego jest liderem rynku w wielu krajach. Nie stało się to bez przyczyny:

Skrawalność jak przy zębnie

LuxaCore Z można ciąć jak zębinę. Materiał ten umożliwia wyjątkowo proste i precyzyjne przygotowanie bez zarysowań.

Monoblok = stabilność

Użycie tego jednego materiału do odbudowy zrębu zęba i cementowania wkładów korzeniowych, dzięki jego niezawodności i pełnej głębokości utwardzania, upraszcza pracę i ułatwia tworzenie solidnych uzupełnień.

Bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie

Wyjątkowa wytrzymałość na ściskanie i odpowiednia skrawalność dzięki cyrkonowi oraz opatentowanej, oryginalnej nanotechnologii firmy DMG: zapewnia to stabilność pod koroną.



Doskonała zapływalność materiału

Wyjątkowa zapływalność materiału gwarantuje optymalną adaptację do kształtu ścian ubytku i wkładów korzeniowych. Dodatkowa zaleta: niska grubość filmu – tylko 14 µm.

Doskonałe partnerstwo

Wstępnie silanizowany, widoczny na zdjęciach RTG LuxaPost i wysoce elastyczny system LuxaBond Universal idealnie dopełniają LuxaCore Z Dual.



LuxaBond Universal

Nowy, mocny partner LuxaCore Z Dual

LuxaBond Universal to nowy, mocny partner LuxaCore Z Dual do idealnej odbudowy po leczeniu endodontycznym. Podwójnie utwardzalny dwuskładnikowy system wiążący do zębiny i szkliwa może być stosowany także jako primer do uzupełnień pośrednich i oferuje więcej możliwości niż kiedykolwiek wcześniej. Ponieważ kiedy mówimy „uniwersalny”, naprawdę mamy to na myśli – w każdym znaczeniu tego słowa.

- Uniwersalne tryby wytrawiania zęba: samowytrawianie, wytrawianie całkowite, wytrawianie selektywne
- Uniwersalne zastosowania w uzupełnieniach bezpośrednich, a także jako primer do uzupełnień pośrednich wykonanych z metalu, cyrkonu / tlenku glinu, ceramiki krzemiankowej i kompozytów
- Uniwersalnie nadaje się do stosowania z materiałami światłoutwardzalnymi, samoutwardzalnymi oraz podwójnie utwardzalnymi
- Uniwersalny dzięki podwójnemu utwardzaniu: światłoutwardzalny i samoutwardzalny

Najprostsze nakładanie


Specjalnie opracowane Endo Brushes zapewniają optymalne nakładanie materiału w kanale korzeniowym.

Opakowania

LuxaCore Z Dual

1 Wkład @ 48 g, 30 Automix Tips Yellow	
20 Intraoral Tips Yellow, 10 Endo Tips Yellow	
Kolor Light-Opaque	REF 213332
Kolor A3	REF 213330
Kolor Blue	REF 213331
2 Strzykawki Smartmix Syringes @ 9 g, 20 Smartmix Tips	
10 Intraoral Tips Yellow, 10 Endo Tips	
Kolor Light-Opaque	REF 213336
Kolor A3	REF 213334
Kolor Blue	REF 213335

Doskonałe właściwości wiążące w każdych warunkach



Poparty dowodami naukowymi:* LuxaBond Universal zapewnia doskonałe właściwości wiążące zarówno na szkliwie, jak i na zębiny; w procesach samowytrawiania, niezależnie od tego, czy ulega utwardzaniu samoistnemu, czy jest utwardzany za pomocą lampy. Nawet bez dodatkowego utwardzania lampą właściwości wiążące są doskonałe i gwarantują niezawodne stosowanie w kanale korzeniowym.

* Attal i wsp.; Rapport technique – Evaluation LuxaBond Universal (LU) associé au LuxaCore Z Dual (LZ); URB2I, Faculté de chirurgie dentaire, Université de Paris, France; 2019 – dane nieopublikowane.

LuxaPost

Opakowanie startowe:

5 Wkładów korzeniowych @ 1,25 mm, ϕ 1,375 mm, ϕ 1,5 mm	
1 Wiertło @ 1,25 mm, ϕ 1,375 mm, ϕ 1,5 mm	
30 Mierniki głębokości, 1 karta pomiarowa	REF 110780

Wszystkie wiertła i wkłady można zamówić osobno.

LuxaBond Universal

1 Buteleczka @ 5 ml Bond A, 1 buteleczka @ 4,6 ml Bond B	
25 Single-use Brushes White	
1 Płytkę do mieszania	REF 213379