



oxasil® pgrade

oxasil®

Kiedy coś doskonałego staje się jeszcze lepsze.

Nowy materiał wyciskowy do mieszania ręcznego, który wyróżnia się spośród konkurencji.

- » Materiał oxasil zawdzięcza krótki czas wiązania wysoce efektywnemu systemowi bazy i aktywatora*
- » Zapewnia dokładne i trwałe odtworzenie szczegółów oraz idealną charakterystykę opracowywania w czasie pracy.
- » oxasil gwarantuje wyjątkową długoterminową stabilność wymiarów wycisku przez 21 dni**

Giving a hand to oral health.




KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Doskonałość. Doświadczenie. oxasil®.

oxasil to nowy materiał wyciskowy do mieszania ręcznego opracowany przez twórców materiałów Optosil/Xantopren. Zapewnia on charakterystykę pracy i niezawodność materiału wyciskowego do mieszania ręcznego, a także wyróżnia się spośród konkurencji bardzo efektywnym systemem bazy i aktywatora*.

oxasil charakteryzuje się ulepszonymi właściwościami, jak na przykład przedłużoną stabilnością wymiarową oraz przyjemnym, miętowym smakiem.

oxasil wyróżnia się spośród konkurencji dzięki wysoce skutecznemu systemowi bazy i aktywatora*.



oxasil Light Flow oraz oxasil Very Light Flow wykazują krótkie czasy wiązania nawet przy zastosowaniu niewielkiej ilości aktywatora. Dlatego ten idealnie wyważony system plasuje się w czołówce rynkowej najbardziej wydajnych materiałów.

oxasil. Ulepszona doskonałość ma swoje korzyści:

- Wysoce efektywny system aktywatora i bazy*
- Ekonomiczny
- Łatwe mieszanie konsystencji Soft Putty
- Zauważalny wzrost lepkości po mieszanii, przy równoczesnym zachowaniu płynności (dotykowa kontrola mieszania)
- Idealna charakterystyka opracowywania w czasie pracy
- Stosowany do standardowych wskazań oraz przypadków specjalnych (np. podścielenie protez ruchomych, wyciski czynnościowe, sprawdzanie okluzji, wyciski pod prace tymczasowe)
- Czas przeznaczony na odlewanie modeli gipsowych to ponad 21 dni**
- Świeży miętowy smak

Nr artykułu	Artykuł / Zawartość
6607 7390	oxasil Soft Putty Pojemnik 1 x 900 ml (= ok. 1 kg)
6607 7391	oxasil Putty Pojemnik 1 x 900 ml (= ok. 1,38 kg)
6607 7392	oxasil Light Flow Tubka 1 x 140 ml
6607 7393	oxasil Very Light Flow Tubka 1 x 140 ml
6607 7394	oxasil Mucosa Tubka 1 x 140 ml
6607 7396	oxasil Activator Paste Pasta w tubce 1 x 60 ml

* Aktywny system zachowuje się optymalnie i działa najszybciej w przypadku zastosowania pasty bazowej i aktywującej oxasil. Rezultaty przy zastosowaniu innych past bazowych nie są gwarantowane.

** Pomiary wykonane przez Dział Badawczo-Rozwojowy Kulzer.

*** oxasil Light Flow oraz Very Light Flow posiadają bardzo skuteczny system aktywatora i bazy. Czas pracy i czas wiązania zostały zmierzone za pomocą reometru oscylacyjnego w temperaturze 30°C (wyniki i parametry pomiarów są dostępne na prośbę). Typowe ilości zetaflow Light zostały wyznaczone za pomocą ważenia trzech podziałek aktywatora.



Zeta® jest znakiem towarowym Zhermack S.p.A. • Speedex® jest znakiem towarowym Coltène/Whaledent AG